


Wb, Elisa용 Anti-Bid 토끼 단일클론항체(Kd 검증) - P55957

품목 번호: CM0007631



소개

인간 Bid(UniProt P55957, 22 kDa)에 대한 KD 검증 토끼 단일클론항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 세포사멸 및 미토콘드리아 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] Bid 토끼 단일클론항체
비고/별칭	FP497; [KD 검증] Bid
종	인간
유전자 ID	637
면역원	인간 Bid(NP_001187.1)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P55957
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩