


Wb 및 Elisa용 항-Bim 토끼 단클론 항체 - O43521

품목 번호: CM0002482



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Bim 토끼 단클론 항체. 사람, 생쥐 및 쥐 Bim을 인식합니다. 면역원: N-말단 영역 유래 합성 펩티드. 세포사멸 연구에 이상적입니다. SWISS O43521.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bim 토끼 mAb
비고/별칭	BAM; BIM; BOD; Bim
종	사람
유전자 ID (사람)	10018
유전자 ID	10018
면역원	사람 Bim (O43521)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O43521
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백