


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Bim Rabbit Polyclonal 항체 - O43521

품목 번호: CM0015044



소개

세포사멸의 주요 조절자인 Bim (BCL2L11)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 인간 샘플에서 IHC-P 및 ELISA로 검증됨. 세포사멸 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bim Rabbit pAb
비고/별칭	BAM; BIM; BOD; Bim
종	인간
GeneID (Human)	10018
GeneID	10018
면역원	인간 Bim (NP_619527.1)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43521
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백