


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bim 토끼 다클론 항체 - O43521

품목 번호: CM0019470



소개

세포사멸 연구를 위한 인간 Bim(BCL2L1) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 프로그래밍된 세포사멸 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bim 토끼 pAb
비고/별칭	BAM; BIM; BOD; Bim
종	인간
GeneID (인간)	10018
GeneID	10018
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Bim(NP_619527.1)의 아미노산 100-198 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43521
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩