


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bin1 단일클론 항체 - O00499

품목 번호: CM0003542



소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 BIN1 토끼 단일클론 항체입니다. 막 곡률, T-소관 형성, 엔도사이토시스 및 MYC 활동 연구에 이상적입니다. 임상 진단 연구 및 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIN1 Rabbit mAb
비고/별칭	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	274
유전자 ID	274
면역원	사람 BIN1 (NP_647601.1)의 아미노산 400-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	O00499
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백