


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bin1 토끼 단일클론 항체 - O00499

품목 번호: CM0006659



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-BIN1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. BIN1(Amphiphysin II)은 막 곡률, 엔도사이토시스 및 T-세관 형성을 조절합니다. 신경과학 및 근육 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIN1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
종	인간
GeneID (인간)	274
GeneID	274
면역원	제조합 단백질 인간 BIN1(NP_647593.1)의 아미노산 511-593에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00499
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩