

Wb 및 Elisa용 Anti-Bin2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q39011

품목 번호: CM0019531

소개

Arabidopsis thaliana BIN2 (shaggy 관련 단백질 키나제 eta)를 표적으로 하는 친화성 정제 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 브라시노스테로이드 신호 전달의 음성 조절자. UniProt Q39011.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIN2 Rabbit pAb
비고/별칭	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	827605
면역원	Arabidopsis thaliana BIN2 (NP_193606.1)의 아미노산 281-380 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백