

Wb, Elisa용 항-Bin3 토끼 다클론 항체 - Q9Nqy0

품목 번호: CM0018445

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야용 항-BIN3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 BIN3(~30 kDa)와 교차 반응합니다. 세포 분열 및 액틴 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIN3 토끼 pAb
비고/별칭	BIN3
종	인간
유전자 ID (인간)	55909
유전자 ID	55909
면역원	인간 BIN3 (NP_061158.1)의 아미노산 1-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQY0
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩