

Wb 및 Elisa용 바이오틴 반대 토끼 단클론 항체

품목 번호: CM0000021

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 고특이성 바이오틴 토끼 단클론 항체입니다. 합성 펩티드 면역원으로 검증되었습니다. 광범위 교차반응성이 예측됩니다. 연구 및 체외진단(IVD) 워크플로우에서 바이오틴 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	바이오틴 토끼 단클론 항체
종	인간
유전자ID	CAS:58-85-5
면역원	합성 펩티드 바이오틴
기원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	기타 (광범위 예측됨)
배송 방법	아이스백