

Anti-Biotinidase (Btd) Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P43251

품목 번호: CM0029710

소개

BTD Rabbit pAb는 인간 비오틴이데이스를 표적으로 하며, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 비오틴 대사 연구 및 진단법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BTD Rabbit pAb
비고/별칭	BTD
종	인간
GeneID (Human)	686
GeneID	686
면역원	인간 BTD (NP_000051.1)의 아미노산 284-543에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43251
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백