


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bip/Grp78 단일클론 항체 - P11021

품목 번호: CM0012156



소개

인간 BiP/GRP78를 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 소포체(ER) 스트레스, 단백질 폴딩 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BiP/GRP78 Mouse mAb
비고/별칭	BIP; GRP78; HEL-S-89n
종	Human
GeneID (Human)	3309
GeneID	3309
면역원	합성 펩타이드 인간 BiP/GRP78에서 유래된 합성 펩타이드.
공급원	Mouse
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P11021
단백질 크기	72kDa
배송	아이스 팩