


Anti-Bip/Grp78 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

품목 번호: CM0005586



소개

인간 BiP/GRP78을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트, 돼지의 내인성 BiP를 검출합니다. 소포체 스트레스, 샤페론, 바이러스 침입 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BiP/GRP78 Rabbit mAb
비고/별칭	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
종	인간
유전자 ID	3309
면역원	인간 BiP/GRP78 (NP_005338.1)의 아미노산 531-630에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 돼지
SWISS	P11021
단백질 분자량	72 kDa
배송	아이스팩