


Anti-Bip/Grp78 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P11021

품목 번호: CM0016258



소개

인간 BiP/GRP78(HSPA5)을 표적하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. ER 스트레스 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BiP/GRP78 Rabbit pAb
비고/별칭	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
종	인간
유전자 ID (인간)	3309
유전자 ID	3309
면역원	인간 BiP/GRP78 (NP_005338.1)의 아미노산 550-650에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11021
단백질 분자량	72 kDa
배송	아이스백