


Anti-Bip/Grp78 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

품목 번호: CM0013569



소개

Western blot (WB), IF/ICC, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 BiP/GRP78 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 접힘과 UPR에 관여하는 소포체 샤페론인 인간, 마우스 및 랫드 BiP를 인식합니다. 소포체 스트레스 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BiP/GRP78 토끼 pAb
비고/별칭	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
종	인간
GeneID (인간)	3309
GeneID	3309
면역원	인간 BiP/GRP78(NP_005338.1)의 아미노산 550-654에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11021
단백질 분자량	72 kDa
배송	아이스백