

Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) 토끼 다클론 항체 - Q96Ca5

품목 번호: CM0012990



소개

인간 BIRC7(Livin, KIAP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BIRC7 토끼 pAb
비고/별칭	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
종	인간
유전자 ID(인간)	79444
면역원	인간 BIRC7(NP_647478.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96CA5
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩