

Wb, Elisa용 항-Birc7 다클론 항체 - Q96Ca5

품목 번호: CM0026285



소개

인간 및 마우스 BIRC7(Livin/ML-IAP)의 WB 및 ELISA 검출에 대해 검증된 BIRC7 토끼 pAb입니다. 세포자멸사 및 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BIRC7 토끼 pAb
비고/별칭	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
종	인간
유전자 ID (인간)	79444
유전자 ID	79444
면역원	인간 BIRC7(NP_647478.1)의 아미노산 1-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96CA5
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백