

## Wb, Elisa용 Anti-Bloc1S2 토끼 다가클로날 항체 - Q6Qny1

품목 번호: CM0028814

### 소개

사람 BLOC1S2에 대한 토끼 다가클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 리좀 관련 소기체 생성, 신경돌기 신장, 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | BLOC1S2 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2                            |
| 종           | 사람 (Human)                                                      |
| GeneID (사람) | 282991                                                          |
| GeneID      | 282991                                                          |
| 면역원         | 사람 BLOC1S2 (NP_776170.2)의 아미노산 44-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                     |
| 카테고리        | 다가클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                |
| 응용          | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)                                   |
| SWISS       | Q6QNY1                                                          |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                           |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                                 |