

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bloc1S3 토끼 다클로날 항체 - Q6Qny0

품목 번호: CM0023339

소개

인간 BLOC1S3에 대한 토끼 다클로날 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 리좀 관련 소기관 생체 발생 및 BLOC-1 복합체 연구를 포함한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BLOC1S3 Rabbit pAb
비고/별칭	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	388552
면역원	인간 BLOC1S3 (NP_997715.1)의 아미노산 1-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6QNY0
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백