

Anti-Bloc1S6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9UI45

품목 번호: CM0026193

소개

BLOC1S6 Rabbit Polyclonal Antibody는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐의 BLOC1S6/pallidin을 검출합니다. 이는 리소좀 관련 세포소기관 생합성 및 세포내 이동에 필수적인 BLOC-1 복합체의 서브유닛입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BLOC1S6 Rabbit pAb
비고/별칭	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
종	사람
GeneID	26258
면역원	사람 BLOC1S6 (NP_036520.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UI45
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백