


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Blvrb 토끼 다클로날 항체 - P30043

품목 번호: CM0025745



소개

사람 BLVRB (FLR, BVRB)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 헴 분해, 산화환원 생물학 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BLVRB Rabbit pAb
비고/별칭	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	645
유전자 ID	645
면역원	사람 BLVRB (NP_000704.1)의 아미노산 1-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P30043
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)