

Wb, Elisa용 Anti-Bmal1 단일클론 항체 - O00327

품목 번호: CM0005507



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단일클론 항체로, 인간 BMAL1 (유전자 ARNTL)을 표적합니다. 인간, 마우스, 랫트 종에 걸쳐 내인성 BMAL1을 검출합니다. 생체 리듬, 대사 및 염증 연구의 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMAL1 Rabbit mAb
비고/별칭	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	406
GeneID	406
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 BMAL1 (O00327)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00327
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)