

Wb, Elisa용 Anti-Bmal1 폴리클론항체 - O00327

품목 번호: CM0022082



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-BMAL1 폴리클론항체(토끼), 인간, 마우스, 래트와 반응. 생체리듬 연구 및 IVD 응용에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
종	인간
GeneID (인간)	406
GeneID	406
면역원	인간 BMAL1의 아미노산 380-510 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001284648.1).
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00327
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백