


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bmi1 다클론 항체 - P35226

품목 번호: CM0015006



소개

인간 Bmi1(PCGF4/RNF51)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 유전자 억제 및 줄기세포 유지에 관여하는 크로마틴 조절 단백질인 폴리콤 복합체 단백질 BMI-1을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Bmi1 토끼 pAb
비고/별칭	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
종	인간
유전자 ID (인간)	648
유전자 ID	648
면역원	제조항 단백질 인간 Bmi1 (NP_005171.4)의 아미노산 120-326에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35226
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백