


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Bmi1 다클론 항체 - P35226

품목 번호: CM0015782



소개

인간 Bmi1(PCGF4/RNF51)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Polycomb 그룹 단백질의 핵심 구성 요소입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Bmi1 토끼 pAb
비고/별칭	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
종	인간
유전자 ID	648
면역원	합성 펩타이드 인간 Bmi1(NP_005171.4)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35226
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩