


Anti-Bmi1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P35226

품목 번호: CM0002611



소개

인간 Polycomb 복합체 단백질 BMI-1 (Bmi1, PCGF4)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 쥐와 반응합니다. ~37kDa 크기로, 염색질 재구성 및 유전자 침묵 연구에 핵심적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Bmi1 Rabbit mAb
비고/별칭	PCGF4, RNF51, FLVI2/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
종	인간
GeneID (Human)	648
GeneID	648
면역원	인간 Bmi1 (P35226)의 아미노산 227-326에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P35226
단백질 무게	37kDa
배송	아이스백