

If/Icc, Elisa용 Anti-Bmp1 다클론 항체 - P13497

품목 번호: CM0019263



소개

인간 샘플용 BMP1 토끼 다클론 항체(pAb)로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. ECM 형성과 골 복구에 관여하는 프로콜라겐 C-단백질분해효소를 표적으로 합니다. 기질 생물학 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BMP1 토끼 pAb
비고/별칭	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
종	인간
GeneID (인간)	649
GeneID	649
면역원	인간 BMP1(NP_006120.1)의 725~986번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13497
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스팩