

Wb, Elisa용 Anti-Bmp15 Rabbit Monoclonal Antibody - O95972

품목 번호: CM0010729

소개

인간 BMP15 (O95972)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응을 나타냅니다. 난포 형성 및 과립 세포 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP15 Rabbit mAb
비고/별칭	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9210
GeneID	9210
면역원	합성 펩타이드: 인간 BMP15 (O95972)의 아미노산 293-392 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95972
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)