


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Bmp2 Rabbit Monoclonal Antibody - P12643

품목 번호: CM0010144



소개

인간 BMP2를 대상으로 하는 Rabbit monoclonal antibody로 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 골 형성, 조골 세포 분화, TGF-beta 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP2 Rabbit mAb
비고/별칭	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSCI; BMP2
종	인간
GeneID (Human)	650
GeneID	650
면역원	재조합 단백질 재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12643
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백