

Anti-Bmp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P12643

품목 번호: CM0018057



소개

인간 BMP2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 골형성, 뼈 형성 단백질 신호 전달 및 발달 과정 연구를 위한 핵심 연구 도구.

자세히 알아보기

파라미터	설명
제품명	BMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
종	인간
GeneID (인간)	650
GeneID	650
면역원	인간 BMP2 (NP_001191.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12643
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백