

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bmp2 토끼 다클론 항체 - P12643

품목 번호: CM0013079



소개

사람, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IHC, IF/ICC 및 ELISA로 검증된 고품질 BMP2 토끼 다클론 항체. 골형성 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP2 토끼 pAb
비고/별칭	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
종	사람
GeneID (사람)	650
GeneID	650
면역원	제조합 단백질 사람 BMP2 (NP_001191.1)의 아미노산 283-396에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P12643
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백