


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Bmp3 다클론 항체 - P12645

품목 번호: CM0027446



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 BMP3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 BMP3(P12645)를 표적으로 하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 골 발달 및 TGF-베타 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMP3 토끼 pAb
비고/별칭	BMP-3A; BMP3
종	인간
유전자 ID (인간)	651
유전자 ID	651
면역원	재조합 단백질 인간 BMP3(NP_001192.2)의 아미노산 243-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12645
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백