

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bmp4 폴리클론항체 - P12644

품목 번호: CM0013390

소개

인간 BMP4를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. TGF-베타 신호전달, 발생생물학, 골형성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMP4 Rabbit pAb
비고/별칭	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
종	인간
GeneID (Human)	652
GeneID	652
면역원	인간 BMP4 (NP_001193.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12644
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백