

Wb 및 Elisa용 항-Bmp4 토끼 단일클론 항체 - P12644

품목 번호: CM0002434

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 BMP4 토끼 단일클론 항체. 골형성단백질 4는 발생과 골형성에 관여하는 TGF-β 수퍼패밀리 구성원입니다. 원스톱 IVD 원료 파트너 CamelBio에서 구매하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP4 토끼 mAb
비고/별칭	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
종	인간
유전자 ID (인간)	652
유전자 ID	652
면역원	인간 BMP4 (NP_001193.2)의 아미노산 250-350번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12644
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백