

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bmp4 토끼 단일클론 항체 - P12644

품목 번호: CM0003433

소개

웨스턴 블롯, IHC(파라핀), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 BMP4 토끼 단일클론 항체; 발생, 골 형성 및 혈관 형성에 필수적인 TGF-베타 성장 인자인 인간 BMP4를 특이적으로 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP4 Rabbit mAb
비고/별칭	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	652
GeneID	652
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 BMP4 (P12644)의 아미노산 309-408 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P12644
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 팩