

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bmp5 Rabbit Polyclonal Antibody - P22003

품목 번호: CM0029203

소개

인간 BMP5에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 BMP5를 검출합니다. 골형성단백질 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP5 Rabbit pAb
비고/별칭	BMP5
종	인간
유전자 ID (인간)	653
유전자 ID	653
면역원	재조합 단백질 인간 BMP5 (NP_066551.1)의 아미노산 317-454 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22003
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백