


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bmp6 단클론 항체 - P22004

품목 번호: CM0012318



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-BMP6 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 골 발달, 철 대사 및 TGF-beta 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMP6 토끼 mAb
비고/별칭	IO; VGR; VGR1; BMP6
종	사람
유전자ID (사람)	654
유전자ID	654
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P22004
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스팩