


If/Icc 및 Elisa용 Anti-Bmp6 폴리클로날 항체 - P22004

품목 번호: CM0018568



소개

인간 BMP6에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 면역형광법(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 BMP6(57 kDa)와 반응합니다. 골 발달 및 철 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMP6 Rabbit pAb
비고/별칭	IO; VGR; VGR1; BMP6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	654
GeneID	654
면역원(Immunogen)	인간 BMP6 (NP_001709.1)의 아미노산 375-513에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P22004
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스백