


Wb 및 Elisa용 Anti-Bmp6 다클론 항체 - P22004

품목 번호: CM0025938



소개

인체 BMP6에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료하였습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 뼈 발달, 철 대사 및 TGF-beta 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP6 Rabbit pAb
비고/별칭	IO; VGR; VGR1; BMP6
종	인체(Human)
GeneID (인체)	654
GeneID	654
면역원	인체 BMP6(NP_001709.1)의 375-513 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P22004
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩