

Wb, Ihc-P, Elisa용 Bmp7 항토끼 다클론 항체 - P18075

품목 번호: CM0017104



소개

인간, 마우스, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA 검증이 완료된 BMP7 토끼 다클론 항체입니다. TGF-베타 신호전달, 발생 및 골형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMP7 토끼 pAb
비고/별칭	OP-1; BMP7
종	인간
GeneID (인간)	655
GeneID	655
면역원	BMP7의 아미노산 70-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001710.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P18075
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백