

Wb, Elisa용 Anti-Bmpr1A 토끼 다클론 항체 - P36894

품목 번호: CM0022602



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 반응하는 WB 및 ELISA용 BMPRI1A(ALK3/CD292) 토끼 다클론 항체입니다. BMP 수용체 신호전달, 골격 발달 및 골형성 단백질 경로를 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMPRI1A 토끼 pAb
비고/별칭	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPRI1A
종	사람
GeneID(사람)	657
면역원	재조합 단백질 사람 BMPRI1A(NP_004320.2)의 아미노산 24-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P36894
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩