

Anti-Bmpr1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00238

품목 번호: CM0023181



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로널 BMPR1B 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 골 형태 발생 단백질 신호 전달 및 연골 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMPR1B Rabbit pAb
비고/별칭	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293BMPR1B
종	인간(Human)
유전자 ID	658
항원	인간 BMPR1B (NP_001194.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00238
단백질 분자량	57kDa
배송	아아이스 팩(Ice bag)