

Anti-Bmpr2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13873

품목 번호: CM0021602



소개

연구용으로 적합한 고품질의 토끼 다클로날 anti-BMPR2 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 BMP type II 수용체(BMPR-II)를 인식합니다. 재조합 면역원(aa27-150).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMPR2 Rabbit pAb
비고/별칭	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	659
GeneID	659
면역원	재조합 단백질 인간 BMPR2 (NP_001195.2)의 아미노산 27-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13873
단백질 크기	115kDa
배송	아이스 팩