


Wb, Elisa용 Anti-Bms1 토끼 다클론 항체 - Q14692

품목 번호: CM0016441



소개

인간 BMS1(리보솜 생합성 단백질 BMS1 상동체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 146 kDa 단백질을 검출하며, 핵소체 및 리보솜 조립 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BMS1 토끼 pAb
비고/별칭	ACC; BMS1L; BMS1
종	인간
GeneID (인간)	9790
GeneID	9790
면역원	인간 BMS1(NP_055568.3)의 아미노산 600-900번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14692
단백질 분자량	146kDa
배송	아이스백