

Wb, Elisa용 항-Bmx 다클론 항체 - P51813

품목 번호: CM0025857



소개

BMX(ETK, PSCTK2, PSCTK3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신호 전달, 혈관신생 및 세포 이동 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BMX 토끼 pAb
비고/별칭	ETK; PSCTK2; PSCTK3; BMX
종	인간
GeneID (인간)	660
GeneID	660
면역원	인간 BMX (NP_001712.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51813
단백질 분자량	78kDa
배송 방식	아이스백