

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bnip1 토끼 단일클론 항체 - Q12981

품목 번호: CM0012748

소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 BNIP1(SEC20) 표적 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 소포체 스트레스, 세포사멸 및 미토파지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	BNIP1 토끼 mAb
비고/별칭	NIPI; SEC20; TRG-8; BNIP1
종	인간
GeneID (인간)	662
GeneID	662
면역원	합성 펩타이드: 인간 BNIP1(Q12981)의 아미노산 50-150번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
면역원 유래 동물	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q12981
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백