

Wb 및 Elisa용 항Bnip2 다클론 항체 - Q12982

품목 번호: CM0024784

소개

아포토시스 억제에 관여하는 BCL-2/E1B 19 kDa 상호작용 단백질인 인간 BNIP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응성이 있습니다. 예상 분자량은 36 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BNIP2 토끼 pAb
비고/별칭	NIP2; BNIP-2; BNIP2
종	인간
유전자 ID (인간)	663
유전자 ID	663
면역원	인간 BNIP2 (NP_004321.2)의 아미노산 125-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12982
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩