


Anti-Bnip3 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

품목 번호: CM0030765



소개

인간 BNIP3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA 적용에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 세포사멸, 자가포식, 미토콘드리아 품질 관리 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BNIP3 Rabbit pAb
비고/별칭	NIP3; HABON; BNIP3
종	인간
GeneID (인간)	664
GeneID	664
면역원	인간 BNIP3 (NP_004043.3)의 아미노산 40-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12983
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백