


If/Icc 및 Elisa용 Anti-Bnip3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q12983

품목 번호: CM0015112



소개

인간 BNIP3를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포사멸, 미토콘드리아 품질 관리 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BNIP3 Rabbit pAb
비고/별칭	NIP3; HABON; BNIP3
종	인간
GeneID (인간)	664
GeneID	664
면역원	인간 BNIP3 (NP_004043.3)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q12983
단백질 무게	22kDa
배송	아이스백