

Anti-Bnip3L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

품목 번호: CM0028346

소개

인간 BNIP3L(NIX)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 BNIP3L을 검출합니다. 세포자멸사 및 미토콘드리아 품질 관리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BNIP3L Rabbit pAb
비고/별칭	NIX; BNIP3a; BNIP3L
종	인간
GeneID (Human)	665
GeneID	665
면역원	인간 BNIP3L (NP_004322.1)의 아미노산 95-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60238
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백