

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-Bnp 다클론 항체 - P16860

품목 번호: CM0020551



소개

BNP 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 심장 호르몬 BNP를 검출합니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 심혈관 및 신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BNP 토끼 pAb
비고/별칭	BNP; Iso-ANP
종	인간
유전자ID (인간)	4879
유전자ID	4879
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16860
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백